

Medizinisches Netzteil für DVI Isolator

Medizinisches Netzteil für die Patientenumgebung.

Eingang

Nennspannung	AC 100- 240V
Spannungsbereich	AC 90 - 264V
Nennfrequenz der Leitung	50 - 60Hz
Leitungsfrequenz	47 - 63Hz
Elektrische Leistung	0.3A Max. at 100 VAC Eingang
Schutz	Interne Primärstromsicherung: 250VAC, 1,0A , Einschaltstrombegrenzung
Konfiguration	F (IEC320-C14, C6)

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C ohne Leistungsminderung
Lagertemperatur	-30°C to +85°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% nicht kondensierend
Höhenlage	0-3.000 Meter
Kühlung	Konvektion - nicht belüftetes Gehäuse

Mechanik

Gehäuse und Maße	84(L) x 46(W) x 32(H)[mm]
Material des Gehäuses	Black 94V-0 Polycarbonate
Gewicht	110g



Art. Nr.: 2007551

Ausgang

Spannung	+5VDC
Maximale DC-Ausgangsspannung	+5.25V bei Nulllast
Minimale DC-Ausgangsspannung	+4.75V bei Volllast : Ausgangsspannung wurde am Ende des Ausgangssteckers gemessen
Typischer Nennstrom (bei +5VDC)	Volllast (Burn Load) 2.0A, bei Nulllast 0.0A
Leistungsregelung	Nominal output +/-1% (100% Load)
Lastregelung	+5VDC+/-5%

Sicherheitszulassungen

Normen	UL 60601-1, 1st Edition, 2006-04-24 (Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety), CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90, 2005 (Medical Electrical Equipment-Part 1 : general Requirements for Safety)
--------	--