

MAN & MACHINE presents

Really Cool LP

Medical keyboard



Die hygienisch weiße Really Cool Low Profile Tastatur ist unsere neueste Innovation für klinische Bereiche und im Zahnmedizinbereich – überall dort, wo Infektionskontrolle unerlässlich ist.

Die Really Cool Low Profile hebt sich besonders durch ihre optimierte Tastenhöhe ab, die eine leichte Reinigung ermöglicht und gleichzeitig das Gefühl einer modernen Laptoptastatur vermittelt. Zusätzlich ist die Tastatur vollständig versiegelt, fugenlos und hält regelmäßigen Reinigungen mit Oberflächendesinfektionsmitteln, wie zum Beispiel auf Basis von Alkohol, problemlos stand. Während des Reinigungsprozesses kann die Tastatur mit dem sogenannten Tru Lock Mechanismus gesperrt werden, um unnötige Eingaben oder Befehle zu verhindern. Sie können mit unserer Really Cool Low Profile sogar noch einen Schritt weiter gehen und sie für eine gründlichere Reinigung und Desinfektion vollständig untertauchen. Das USB-Kabel kann währenddessen angeschlossen bleiben.

7 Anforderungen an eine Medizintastatur

- Vollständig versiegelt
- Benutzerfreundlich
- Desinfizierbar
- Elektrisch sichere Anwendung
- Hygienisch weiß
- Sturzresistent
- Tastensperre

Sturzresistent und EN60601 zertifiziert. Diese Tastatur hält was sie verspricht!

Spezifikationen

- Zertifizierung: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHs
- Farbe: Schwarz oder hygienisch weiß
- Abmessungen: 38 x 14 x 1.5 cm
- Gewicht: 780 g
- Kabellänge: circa 180 cm
- Lagertemperatur: -20° bis 70°C
- Betriebstemperatur: 0° bis 70°C
- Stromaufnahme: 26mA (Max)
- Kompatibilität: Windows, Mac und Linux
- Layout: Enthält ein Nummernfeld und 12 Funktionstasten

Zusätze



Backlight - Individuell beleuchtete Tasten ermöglichen akkurates Schreiben, auch bei schlechten Lichtbedingungen



MagFix - Das raffinierte Magnetic Mounting System hält Ihre Tastatur hygienisch und sicher auf schrägen Flächen



Smart Cable - Das Kabel kann Ihren Wünschen entsprechend in der Länge und je nach Anschluss angepasst werden. Sprechen Sie uns an!

Andere medizinische Lösungen

- Touchpad Modelle



- Slim Cool Modelle



- Really Cool Modelle



- Mäuse

